

Hydraulické vysokopevnostní samosvorné čelisti řada LTWS-H

Hydraulické samosvorné vysokopevnostní čelisti řady LTWS-H jsou určeny pro přesné a bezpečné tahové zkoušky. Optimalizovaný úhel sevření zajišťuje automatické a konstantní dotahování vzorku během zkoušky a minimalizuje prokluz. Sevření je ovládáno pneumaticky pomocí nožních pedálů nebo dálkového ovladače RMCi 7, RMCi 8, což zvyšuje komfort a rychlost obsluhy. Vložky jsou snadno vyměnitelné, uloženy v přesném rybinovém vedení a doplněny centrovacím zařízením se stupnicí pro přesné založení vzorku v ose. Konstrukce zároveň umožňuje připojení dalšího příslušenství, např. tlačných talířů, přípravků pro trojbodový ohyb nebo bajonetových čelistí. Jako zdroj tlaku složí [hydraulický agregát HAG 3 - SIMPLE-V](#).



Technická data	Jednotky	LTWS1000H	LTWS2500H
Kód produktu		2.04130218925	2.04130218920
Max. zatížení	kN	1000	2500
Výška A	mm	585	643
Šířka B	mm	760	800
Hloubka C	mm	322	345
Hmotnost	kg	898	1090
Max. rozevření	mm	100	105
Teplotní rozsah	°C	0 až 130	0 až 130
Rozměry vložek VxŠ	mm	160 x 160	160 x 180
Rozsah vložek Wx	mm	0-30, 25-55, 50-80, 75-100	0-35, 35-70, 70-105
Rozsah vložek WxØ	mm	5-30, 25-55, 50-80, 75-100	5-35, 35-60