

Mechanické samosvorné čelisti s aretací pro vložení vzorku řada LTWS-M

Mechanické samosvorné čelisti do 100 kN jsou určeny pro přesné a bezpečné tahové zkoušky širokého spektra materiálů. Konstrukce využívá optimalizovaný úhel sevření, díky němuž dochází během zkoušky k automatickému a konstantnímu dotahování vzorku silou, což minimalizuje riziko prokluzu. Čelisti umožňují snadnou výměnu vložek a jsou vybaveny aretací rozevření horní čelisti pro komfortní zakládání vzorku. Vložky jsou uloženy v přesném rybinovém vedení, které zajišťuje vysokou přesnost a opakovatelnost sevření. Integrované centrovací zařízení se stupnicí umožňuje vždy založit vzorek přesně v ose zatížení a na stejné místo.



Technická data	Jednotky	LTWS50M	LTWS100M
Kód produktu		2.0408021217	2.0408022025
Max. zatížení	kN	50	100
Výška A	mm	150	321
Šířka B	mm	178	280
Hloubka C	mm	89	149
Hmotnost	kg	12,5	57,5
Max. rozevření	mm	25	50
Teplotní rozsah	°C	0 až 130	0-130
Rozměry vložek VxŠ	mm	53 x 60	58x60
Rozsah vložek Wx	mm	0-10, 0-15, 15-25	0-20, 18-38, 32-50
Rozsah vložek WxØ	mm	2-10, 10-15, 15-20	4-20, 20-36,34-50